

Alimentazione acqua



con
***Alimentazione principale
acqua e Miscelatore***

Dosatore Medicinale e Miscelatore

L'alimentazione Principale acqua LUBING include tutti gli elementi di cui si ha bisogno per un'alimentazione ottimale dell'acqua:

- il conta-litri
- la valvola di riduzione della pressione
- il filtro acqua
- il dosatore medicinale

Questi elementi sono collegati in serie tramite raccordi che ne consentono un veloce e facile spostamento. Per una veloce e facile installazione e rimozione in impianto, i componenti sono fissati su di un supporto in lamiera zincata.

Funzionamento

Il dosatore funziona senza elettricità ed è parte integrante della alimentazione principale acqua. La pressione dell'acqua è ciò che lo fa funzionare. Il dosatore pesca il composto concentrato (medicinali, vitamine, ecc.) dal miscelatore, ne calcola la giusta percentuale di dosaggio e lo miscela con l'acqua in arrivo nell'apposita camera di miscelazione.

La Miscela sarà poi iniettata all'interno del sistema di abbeveraggio. Il dosaggio è sempre costante e proporzionale alla

quantità dell'acqua anche se si verificano delle fluttuazioni della pressione e della portata del flusso d'acqua.

32 Versioni nel nostro programma di consegna:

L'alimentazione principale acqua è disponibile in 32 versioni differenti con collegamento da 3/4" e 1 1/4" e con differenti dosatori medicinali. Tutte le versioni operano anche se equipaggiate con il dosatore elettrico di elevata qualità UniDos. Chiedere per maggiori informazioni.


Vantaggi

- installazione veloce
- funzionamento semplificato
- non necessita di grandi spazi
- facile dosaggio di medicinale
- non necessita di supervisione
- nessuno strozzamento del flusso d'acqua
- è possibile cambiare il dosaggio durante il funzionamento
- la camera di miscelazione integrata garantisce un dosaggio preciso
- funziona anche a bassa pressione
- funzionamento silenzioso

Dati tecnici	3/4"	1"	1 1/2"
Portata d'acqua min:	15 l/h	15 l/h	500 l/h
Portata d'acqua max:	2,5 m ³ /h	4 m ³ /h	8 m ³ /h
Pressione:	0,3 - 4 bar	0,3 - 4 bar	0,15 - 8 bar

Dosaggi:

Art. 4237-1:	0,2 % a 2,0 %	3/4"
Art. 4288:	1,0 % a 4,0 %	
Art. 4238-1:	1,0 % a 5,0 %	
Art. 4239-1:	3,0 % a 10,0 %	
Art. 4240:	0,2 % a 2,0 %	1 1/2"



Miscelatore LUBING Art. 4248 / 4258

Medicinali in polvere e densi possono creare dei depositi negli abbeveratoi e nei tubi causando interruzioni o perdite se la miscelazione non è stata sufficiente.

I Miscelatori LUBING Art. 4248 da 60 litri e Art. 4258 da 180 litri mescolano in continuo il liquido medicinale (acqua e medicinale) tramite una pompa rotativa durante tutto il periodo di dosaggio. L'acqua entra nel miscelatore dall'ingresso acqua (a). Quando viene raggiunta la quantità d'acqua richiesta, il tubo d'entrata viene spostato nella posizione (b).

Il medicinale liquido viene aspirato dal Dosatore e portato nel sistema di abbeveraggio. Nel coperchio del Miscelatore, dotato di sicurezza per la protezione dei bambini, c'è un'apertura per inserire il tubo d'aspirazione. Quando la quantità prestabilita di medicinale è stata aspirata, automaticamente dell'acqua pulita passa attraverso la valvola (b) e pulisce il sistema e il dosatore medicinale.



Copyright© Lubing System. All rights reserved.

LUBING



LUBING SYSTEM SRL

via Marco Polo 33 · 35011 Campodarsego (PD) · Italy
Tel.: +39 049 9202290 · Fax: +39 049 9201234
e-mail: info@lubing.it



Sistemi di Abbeveraggio
Sistemi di Trasporto Uova
Sistemi di Raffrescamento



www.lubingsystem.com

Lubing si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.

08.10-1 / 07-17 / 500